

ExCell Bio 胎牛血清

正宗血源 正规进口

中国

澳洲

乌拉圭



ExCell Bio是中国首家国际血清行业协会 (ISIA) 会员单位

◇ 依科赛牛血清甄选全球优质血源地: 澳洲、乌拉圭、中国

◇ 甄选国家批准血源地, 血清均可追溯源头

2年内无任何牛病疫情发生 可追溯胎牛母体健康
海关检疫抽检放行 血源稳定

◇ 国际先进生产工艺

3级100nm过滤 标准净化车间
百级环境下灌装 低温控制系统

◇ 政府批准进口, 库存充足, 稳定供应

原装进口、批文齐全
乌拉圭建有血清生产基地, 库存充足, 稳定供应

原产地证明




农业部非疫区证明




乌拉圭血清生产许可证



乌拉圭血清出口许可证



报关单






检验检疫证明




严格质控标准


国外、国内双重质检
全面的理化、微生物检测
不含BVD, PI3, IBR, RABV, BAV, BPV, REOV, BRSV, BTV等牛病病毒
SP2/0, 293T, CHO, MRC-5, Vero, A549细胞培养检测




293T细胞培养:



ExCell Bio



A品牌



B品牌

高分文献

超10000+客户信赖,
SCI文献引用数量超千篇

<p>Cell Research ERCCCL2 promotes DNA orientation-specific recombination in mammalian cells</p>	<p>Cancer Cell FOXA2 drives lineage plasticity and KIT pathway activation in neuroendocrine prostate cancer</p>	<p>Cell Mesoscale DNA feature in antibody-coding sequence facilitates somatic hypermutation</p>	<p>Nature Structural basis for FGF hormone signalling</p>
Cell Research (IF 44.1, 2020)	Cancer Cell (IF 50.3, 2022)	Cell (IF 66.850, 2023)	Nature (IF 69.504, 2023)

产品信息

更多产品信息请详询当地销售代表或经销商

货号	产品	来源	规格
FND500	Fetal Bovine Serum (Defined)	澳洲	500mL
FSD500	Fetal Bovine Serum(Defined)	乌拉圭	500mL
FSP500	Fetal Bovine Serum (Prime)	乌拉圭	500mL
FSS500	Fetal Bovine Serum (Standard)	乌拉圭	500mL
FCS500	胎牛血清 (标准级)	中国	500mL
NNC500	新生牛血清(特征级)	澳洲	500mL

