

Innovation Power For Cell Research
细胞研究新动力!

ExCell Bio 胎牛血清

正宗血源 正规进口



ExCell Bio是中国首家国际
血清行业协会 (ISIA) 会员单位



◇ 依科赛牛血清甄选全球优质血源地: 澳洲、乌拉圭、中国

◇ 甄选国家批准血源地, 血清均可追溯源头

2年内无任何牛病疫情发生 可追溯胎牛母体健康
海关检疫抽检放行 血源稳定

◇ 国际先进生产工艺

3级100nm过滤 标准净化车间
百级环境下灌装 低温控制系统

◇ 政府批准进口, 库存充足, 稳定供应

原装进口、批文齐全
乌拉圭建有血清生产基地, 库存充足, 稳定供应

原产地证明



农业部非疫区证明



乌拉圭血清生产许可证



乌拉圭血清出口许可证



报关单



检验检疫证明






我们提供: 1. 免费实验问题咨询服务; 2. 上门试验服务; 3. 实验外包服务;


 **ExCell Bio**
依科赛生物

严格质控标准


国外、国内双重质检
 全面的理化、微生物检测
 不含BVD, PI3,IBR,RABV,BAV,BPV,REOV等牛病病毒
 SP2/0, 293T, CHO,L929,MRC-5,Vero, A549细胞培养检测




293T细胞培养:



ExCell Bio



A品牌




B品牌

SCI文献引用

全国众多科研院校广泛使用,
 如清华大学、北京大学、
 中科院等高等院校,
 引用ExCell Bio血清的
 SCI文献已达220余篇

截止时间2018年12月



产品信息

更多产品信息请详询当地销售代表或经销商

货号	产品	来源	规格
FNA500	Fetal Bovine Serum (Advanced)	澳洲	500mL
FND500	Fetal Bovine Serum (Defined)	澳洲	500mL
MSC500	Fetal Bovine Serum (hMSC -qualified)	澳洲	500mL
FSP500	Fetal Bovine Serum (Prime)	乌拉圭	500mL
FSS500	Fetal Bovine Serum (Standard)	乌拉圭	500mL
FCS500	胎牛血清 (标准级)	中国	500mL
NCD500	新生牛血清 (超级)	中国	500mL

